

Serie 351 a due piatti Omologate



Modello	Portata (g)	Sensibilità (mg)
351/60	60	20
351/100	100	20
351/200	200	50
351/500	500	100
351/1000	1000	100
351/2000	2000	300

Caratteristiche Tecniche

- Struttura in legno.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Lettura su oscillazione.
- Bollate dall'ufficio metrico.
- **Per le Farmacie è ideale il modello 351/2000**

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)



PRODOTTO MADE in ITALY