

Serie 353 a due piatti Omologate



Modello	Portata (g)	Sensibilità (mg)
353/60	60	1
353/100	100	3
353/200	200	10
353/500	500	20

Caratteristiche Tecniche

- Struttura in legno con apertura anteriore.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Lettura su oscillazione.
- Cassetto anteriore.
- Bollate dall'ufficio metrico.
- **Per le Farmacie è ideale il modello 353/60**

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)



PRODOTTO MADE in ITALY