

## Serie BC

### Modello: **BC 6500 B**



#### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>6500</b>
Sensibilità:	g	<b>0,1</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,05</b>
Linearità:	± g	<b>0,1</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 2</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>175x200</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto.
- Tara Automatica sull'intera portata.
- Interfaccia seriale RS232.
- Filtri elettronici selezionabili per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl (hong), tl (Sgp),tl(ROC), Momme.
- Funzione conta pezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Calibrazione Esterna
- Peso di calibrazione in dotazione
- Dimensioni: 205x325x165h
- Peso: 4,5Kg.
- Alimentazione 230V/115 Vac±15% - 50/60Hz (VA14).
- Batteria interna ricaricabile

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

