

Serie BC

Modello **BC 270 D**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	720/1200
Sensibilità:	g	0,001/0,01
Riproducibilità:	g	0,0005/0,003
Linearità:	± g	0,001/0,01
Tempo di risposta:	Sec.	≤ 2
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 110

Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto.
- Tara Automatica sull'intera portata.
- Interfaccia seriale RS232.
- Filtri elettronici selezionabili per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl (hong), tl (Sgp),tl(ROC), Momme.
- Funzione conta pezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Calibrazione Esterna
- Peso di calibrazione in dotazione
- Dimensioni: 205x325x165h
- Peso: 4,5Kg.
- Alimentazione 230V/115 Vac±15% - 50/60Hz (VA14).

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

