

Serie BC

Modello: **BC 720 S**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	720
Sensibilità:	g	0,001
Riproducibilità:	g	0,0005
Linearità:	± g	0,003
Tempo di risposta:	Sec.	≤ 2
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 110

Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto.
- Tara Automatica sull'intera portata.
- Interfaccia seriale RS232.
- Filtri elettronici selezionabili per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl (hong), tl (Sgp),tl(ROC), Momme.
- Funzione conta pezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore
- Dimensioni: 205x325x165H
- Peso: 4,5Kg.
- Alimentazione 230V/115 Vac±15% - 50/60Hz (VA14).

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

