

Serie BCA

Modello: **BCA 120S**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	120
Sensibilità:	mg	0,1
Riproducibilità:	mg	0,1
Linearità:	mg	± 0,3
Tempo di risposta:	sec	≤ 4
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 80

Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto
- Tara automatica sull'intera portata
- Interfaccia RS232
- Selettore di filtri per pesata.
- Unità di misura selezionabili : g ct, oz, lb, dwt, GN, tl, (HONG),(SGP),(ROC) momme.
- Funzione Contapezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento.
- Dimensioni bilancia: 320x210x320h mm.
- Vetrinetta rettangolare con 3 antine scorrevoli in vetro
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore
- Alimentazione 230/115 Vac±15% 50/60Hz (VA14) – Output:24V-550mA.
- Peso netto: 5.0 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

