

## Serie BCA

### Modello: **BCA 200S**



#### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>210</b>
Sensibilità:	mg	<b>0,1</b>
Riproducibilità:	mg	<b>0,1</b>
Linearità:	mg	<b>± 0,3</b>
Tempo di risposta:	sec	<b>≤ 4</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø 80</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto
- Tara automatica sull'intera portata
- Interfaccia RS232
- Selettore di filtri per pesata.
- Unità di misura selezionabili : g ct, oz, lb, dwt, GN, tl,(HONG),(SGP),(ROC) momme.
- Funzione Contapezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento.
- Dimensioni bilancia: 320x210x320h mm.
- Vetrinetta rettangolare con 3 antine scorrevoli in vetro mm 184x325x260h
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore
- Alimentazione 230/115 Vac±15% 50/60Hz (VA14) – Output:24V-550mA.
- Peso netto: 5.0 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

