

## Serie BCE

Modello: **BCE 2200**



### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>2200</b>
Sensibilità:	g	<b>0,01</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,05</b>
Linearità:	± g	<b>0,03</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 2</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø 130</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Peso di calibrazione esterno fornito in dotazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Display LCD con retroilluminazione
- Funzione conta pezzi
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Selezione di diverse unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, ecc..
- Interfaccia RS232 per connessione a computer, stampanti o periferiche.
- Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock.
- Alimentatore di serie AC 9V/800mA
- Batteria interna ricaricabile
- Temperatura di esercizio +5 +35 °C
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni della Bilancia (mm) 250x185x80h
- Peso Netto 1.5 Kg.

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

