

Serie EB

Modello: **EB 100**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	100
Sensibilità:	mg	0,1
Riproducibilità:	mg	0,3
Linearità:	mg	± 0,3
Tempo di risposta:	sec	≤ 4
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 80

Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto
- Tara automatica sull'intera portata
- Interfaccia RS232 per la connessione a PC o stampanti.
- Filtri elettronici selezionabili, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g ct, oz, ozt, pcs, %
- Funzione Contapezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Protezione contro i sovraccarichi.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Vetrina di protezione contro le correnti d'aria con porte scorrevoli di facile apertura.
- Calibrazione esterna
- Peso di calibrazione incluso
- Alimentazione 230/115 Vac±15% 50/60Hz.
- Dimensioni della bilancia 350x220x360h
- Peso Netto Kg. 5,5

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

