

## Serie EB

### Modello: **EB 200**



#### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>200</b>
Sensibilità:	mg	<b>0,1</b>
Riproducibilità:	mg	<b>0,3</b>
Linearità:	mg	<b>± 0,3</b>
Tempo di risposta:	sec	<b>≤ 4</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø 80</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto
- Tara automatica sull'intera portata
- Interfaccia RS232 per la connessione a PC o stampanti.
- Filtri elettronici selezionabili, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g, ct, oz, ozt, pcs, %
- Funzione Contapezzi.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Protezione contro i sovraccarichi.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Vetrina di protezione contro le correnti d'aria con porte scorrevoli di facile apertura.
- Calibrazione esterna
- Peso di calibrazione incluso
- Alimentazione 230/115 Vac±15% 50/60Hz.
- Dimensioni della bilancia 350x220x360h
- Peso Netto Kg. 5,5

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

