

## Serie EL

Modello: **EL 1000**



### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>1000</b>
Sensibilità:	g	<b>0,01</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,02</b>
Linearità:	± g	<b>0,03</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 3</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø 130</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Peso di Calibrazione esterno fornito in dotazione.
- TARA Automatica sull'intera portata.
- Selezione di diverse unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, pcs, tex, Ne.
- Interfaccia dati RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche.
- Funzione contapezzi.
- Pesata %.
- Alimentazione 230/115Vac +/- 15% - 50/60Hz alimentatore incluso.
- Funzionamento a Batterie Ricaricabili (6xAA) non incluse.
- Temperatura di esercizio +5°+35°C
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni della Bilancia (mm) 290x182x85h
- Peso Netto 1,5Kg.

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

