


Serie EL

Modello: **EL 20**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	200
Sensibilità:	g	0,001
Riproducibilità:	g	0,002
Linearità:	± g	0,002
Tempo di risposta:	Sec.	≤ 3
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 80

Caratteristiche Tecniche

- Peso di Calibrazione esterno fornito in dotazione.
- TARA Automatica sull'intera portata.
- Selezione di diverse unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, pcs, tex, Ne.
- Interfaccia dati RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche.
- Funzione contapezzi.
- Pesata %.
- Alimentazione 230/115Vac +/- 15% - 50/60Hz alimentatore incluso.
- Funzionamento a Batterie Ricaricabili (6xAA) non incluse.
- Protezione anti-vento inclusa
- Temperatura di esercizio +5°+35°C
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni della Bilancia (mm) 290x190x100h
- Peso Netto 1,5Kg.

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

