

Micropipette

Serie: OP-LINE

La linea di micropipette dosatrici OP LINE sono una serie di pipette a spostamento d'aria a volume variabile con indicazione numerica del volume. La gamma comprende ben sette modelli a volume variabile che possono coprire un range che varia dai 0,2 – 5000 µl.

Il volume selezionato è facilmente leggibile alle finestre posta sull'impugnatura della pipetta.

La regolazione del volume viene effettuata ruotando il pulsante del pistone, mentre la ghiera di sicurezza, evita che durante l'uso si possa inavvertitamente variare il volume reimpostato.



MODELLO	VOLUME µl	% TOLERANZA	RIPETIBILITA
OP2	Min. 0.2	12.0	<6.00
	0.5	5	<2.50
	Max. 2	1.5	<0.70
OP10	Min. 1	2.5	<1.25
	5	1.5	<0.60
	Max. 10	1.0	<0.40
OP20	Min. 2	5.0	<1.50
	10	1.0	<0.50
	Max. 20	1.0	<0.30
OP100	Min. 10	2.0	<0.60
	50	0.8	<0.24
	Max. 100	0.8	<0.15
OP200	Min. 20	1.2	<0.50
	100	0.8	<0.25
	Max. 200	0.8	<0.15
OP1000	Min. 100	1.8	<0.40
	500	0.8	<0.25
	Max. 1000	0.8	<0.15
OP5000	Min. 1000	1.2	<0.30
	2000	0.6	<0.25
	Max. 5000	0.6	<0.16



Conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

