

Telecamera CCD

Modello: **OMC-180**



Specifiche tecniche:

Sensore:	CMOS
Color format:	Colori
Risoluzione:	640x480 Pixel

Caratteristiche Tecniche

- Sensore CMOS High resolution Chip.
- Illuminazione minima F:1.2/0.8 Lux.
- Risoluzione Pixel 640x480
- Bilanciamento del bianco automatico.
- 480 TV line
- Uscita RCA
- Temperatura di lavoro -20° a 50°C.
- Alimentatore fornito in dotazione.
- Peso: 150 g
- Dotata di adattatori per oculari, microscopio biologico e stereomicroscopio.
- Cavo di collegamento in dotazione.



Telecamera nella confezione:

La telecamera è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

