

## Telecamera CCD Modello OMC-180



### Specifiche tecniche:

Sensore	CMOS
Color Format	Colori
Risoluzione	640x480 Pixel



### Caratteristiche generali:

- Sensore CMOS High resolution Chip.
- Illuminazione minima F:1.2/0.8 Lux.
- Bilanciamento del Bianco Automatico.
- 480 TV line
- RCA
- Temperatura di lavoro -20° a 50°C
- Fornita con due adattatori uno per oculare 23mm (Biologico) uno per oculari 30mm (stereo).
- Alimentatore in dotazione
- Cavo di collegamento in dotazione

La telecamera è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

