

Telecamera CCD

Modello OMC-180 USB



Specifiche tecniche:

Sensore	CMOS
Color Format	Colori
Risoluzione	800x600 Pixel



Caratteristiche generali:

- Sensore CMOS High resolution Chip.
- Illuminazione minima F:1.2/0.8 Lux.
- Bilanciamento del Bianco Automatico.
- USB 2.0
- Temperatura di lavoro -20° a 50°C
- Fornita con due adattatori uno per oculare 23mm (Biologico) uno per oculari 30mm (stereo).
- Compatibile con Windows 2000/XP & Vista.
- CD-Rom Software and Driver.

La telecamera è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

