

Telecamera CCD

Modello: **OMC-180 USB**



Specifiche tecniche:

Sensore:	CMOS
Color format:	Colori
Risoluzione:	800x600 Pixel

Caratteristiche Tecniche

- Sensore CMOS High resolution Chip.
- Illuminazione minima F:1.2/0.8 Lux.
- Risoluzione Pixel 800x600
- Output USB 2.0.
- Bilanciamento del bianco automatico.
- Temperatura di lavoro -20° a 50°C.
- Peso: 150 g
- Dotata di adattatori per oculari, microscopio biologico e stereomicroscopio.
- CD-ROM drive (driver-software) Windows 2000/XP/Vista
- Software image processing. (cattura immagini - misurazioni - ecc)



Telecamera nella confezione:

La telecamera è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

