

## Serie ORMASTUDENT

### Modello: **OXSP-128M**



#### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>40X / 400x incr.</b>
Oculare:	<b>WF10x/18mm</b>
Obiettivi:	<b>Acromatici</b>
Testata:	<b>Monoculare</b>
Illuminazione:	<b>ALOGENA</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
- Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile
- Oculare WF10/18mm.
- Revolver portaobiettivi a 3 posizioni a scatto (click-stop).
- Tavolo portapreparati dimensioni: 120x125mm dotato di pinzette ferma Vetrino.
- Condensatore di ABBE A.N: 1.25, dotato di slitta portafiltri diametro 32mm
- Messa a fuoco con sistema macrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema micrometrico con manopola separata posta sul lato destro dello stativo. Perno regolabile di fine corsa dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta preparati.
- Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto. Con inserto in plastica colorata alla base.
- Illuminazione per luce trasmessa con lampada ALOGENA 6V/20W Sistema centrabile e regolabile in intensità. Alimentazione 220V 50Hz.
- Filtro di conversione BLU.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).



Microscopes by ORMA