

## Serie STEREOSTUDY

### Modelli: **OXTD-1A**



#### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>20X incrementabile</b>
Oculare:	<b>WF10x/18mm</b>
Obiettivo:	<b>2x</b>
Testata:	<b>Binoculare</b>
Illuminazione:	<b>Riflessa</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento fisso 2x, è possibile incrementare l'ingrandimento cambiando l'obbiettivo oppure gli oculari.
- Testata Binoculare verticale. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica ( $\pm 5$ mm) sul porta oculare sinistro.
- Oculari WF10/18mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Illuminazione per luce riflessa orientabile e dotata di lampada al tungsteno 12V/10W.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Fermo corsa.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base bianco/nero.
- Manuale d'istruzioni in Italiano

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

