

Serie STEREO LINE

Modello: **OXTL-101T**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	0.7X / 4.5x incr.
Oculari:	WF10x/21mm
Obiettivo:	Zoom
Testata:	Trinoculare
Illuminazione:	Alogena

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 7x/45x (incrementabili)
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (± 5 mm). Per applicazioni Foto/Video.
- Oculari WF10/21mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa dotate di lampade alogene 12V15W con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Fermo corsa.
- Altezza della colonna 280mm.
- Peso: 5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.