

## Serie STEREO LINE

### Modello: **OXTL-1T**



#### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>0.7X / 4.2x incr.</b>
Oculari:	<b>WF10x/21mm</b>
Obiettivo:	<b>Zoom</b>
Testata:	<b>Trinoculare</b>
Illuminazione:	<b>Senza illuminazione</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 7x/42x (incrementabili)
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica ( $\pm 5$ mm). Per applicazioni Foto/Video.
- Oculari WF10/21mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.
- Stativo completamente realizzato in acciaio e ghisa verniciato.
- Dimensioni base: 30x24x3h.(mm)
- Fermo corsa.
- Altezza della colonna 280mm.
- Peso: 5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.