


## Serie QT

Modello: **QT 200**



### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>200</b>
Sensibilità:	g	<b>0,01</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,02</b>
Linearità:	g	<b>±0,02</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 2</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø125</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Peso di calibrazione esterno fornito in dotazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Vetrinetta di protezione contro le correnti d'aria con porte scorrevoli di facile apertura
- Copertina di protezione anti-graffio
- Unità di misura selezionabile g, ct, oz, dwt
- Predisposizione per la pesata da sotto (gancio non in dotazione)
- Uscita dati
- Alimentazione 9 V 500 mA alimentatore incluso.
- Funzionamento a 8 batterie AA (non incluse)
- Temperatura di esercizio +5 +35 °C
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni della bilancia (mm) 245x190x240 h
- Peso netto 2.2 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

