

Serie QT

Modello: **QT 220**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	220
Sensibilità:	g	0,001
Riproducibilità:	g	0,002
Linearità:	g	±0,002
Tempo di risposta:	Sec.	≤ 2
Dimensioni del piatto:	mm	Ø80

Caratteristiche Tecniche

- Peso di calibrazione esterno fornito in dotazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Vetrinetta di protezione contro le correnti d'aria con porte scorrevoli di facile apertura
- Copertina di protezione anti-graffio
- Unità di misura selezionabile g, ct, oz, dwt
- Predisposizione per la pesata da sotto (gancio non in dotazione)
- Uscita dati
- Alimentazione 9 V 500 mA alimentatore incluso.
- Funzionamento a 8 batterie AA (non incluse)
- Temperatura di esercizio +5 +35 °C
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni della bilancia (mm) 245x190x240 h
- Peso netto 2.2 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

