

Serie TK

Modello: **TK 1000**



Specifiche tecniche:

Portata:	g	1500
Sensibilità:	g	0,01
Riproducibilità:	g	0,01
Linearità:	± g	0,01
Tempo di risposta:	Sec.	≤ 3
Dimensioni del piatto:	mm	Ø 120

Caratteristiche Tecniche

- Display LCD con retroilluminazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong), tl(Sgp), tl (ROC)
- Funzione conta pezzi
- Pesata in percentuale
- Interfaccia RS232/USB
- Vetrinetta anti-vento
- Indicatore grafico del peso
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Alimentazione 12V 500mA
- Funzionamento con batteria interna ricaricabile
- Dimensioni della bilancia (mm) 190x220x60
- Peso netto: 3 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

