

## Serie TK

### Modello: **TK 600**



#### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>600</b>
Sensibilità:	g	<b>0,01</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,01</b>
Linearità:	± g	<b>0,01</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 3</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>Ø 120</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Display LCD con retroilluminazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong), tl(Sgp), tl (ROC)
- Funzione conta pezzi
- Pesata in percentuale
- Interfaccia RS232/USB
- Vetrinetta anti-vento
- Indicatore grafico del peso
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Alimentazione 12V 500mA
- Funzionamento con batteria interna ricaricabile
- Dimensioni della bilancia (mm) 190x220x60
- Peso netto: 3 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

