

## Serie TK

Modello: **TK 6000**



### Specifiche tecniche:

Portata:	g	<b>6000</b>
Sensibilità:	g	<b>0,1</b>
Riproducibilità:	g	<b>0,1</b>
Linearità:	± g	<b>0,1</b>
Tempo di risposta:	Sec.	<b>≤ 3</b>
Dimensioni del piatto:	mm	<b>140x150</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Display LCD con retroilluminazione
- Tara automatica sull'intera portata
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong), tl(Sgp), tl (ROC)
- Funzione conta pezzi
- Pesata in percentuale
- Interfaccia RS232/USB
- Indicatore grafico del peso
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Alimentazione 12V 500mA
- Funzionamento con batteria interna ricaricabile
- Dimensioni della bilancia (mm) 190x220x60
- Peso netto: 3 Kg

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)

