

Serie BILANCIA IDROSTATICA “Westphal Mohr”

Bilancia idrostatica ideale per la determinazione del peso specifico secondo il Principio di Archimede. Costituita da una colonna con giogo di 10 divisioni equidistanti per la determinazione della spinta con pesi in dotazione.



Modello	Peso specifico
WL/4	Per Liquidi
WS/4	Per Liquidi e Solidi

Caratteristiche Tecniche

- Custodia in legno porta bilancia (smontata)
- Base in acciaio verniciato regolabile
- Colonna regolabile per asta di lettura
- Giogo di lettura
- Fornita con cavalieri, pesi, pescante, cilindro e bicchiere di vetro
- Lettura su oscillazione.

Caratteristiche Tecniche WS/4

- Fornita con bicchiere in vetro e cestello per solidi.

ACCESSORI

PESCANTE10	Pescante di RUMANN da 10cc con filo e contrappeso tarato
CILINDROWS/WL	Cilindro in vetro da 100cc
TERMWS/WL	Termometro 0+30°C div. 1°C
BICCHIEREWS/WL	Bicchiere di vetro da 250cc
CESTELLOWS/WL	Cestello Inox forato con tre fili inox
PESO10WS/WL	Peso da 10g con anello
PESOG10WS/WL	Peso da 10g con anello e gancio
PESO1WS/WL	Peso da 1g con anello
CAVALIERE100	Cavaliere da 100mg
CAVALIERE10	Cavaliere da 10mg
PIATTELLAWS	Piattello cromato con gancio sotto
SERIEPESIWS/WL	Serie di 5 pesi e cavalieri

La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)



PRODOTTO MADE in ITALY