

Serie TOP-Z

Modello: **ZB-50 LCD**



Nuova generazione di stereo microscopi con micro computer incorporato, dotato di sistema operativo Win CE 5.0.

Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	0.8X / 5x incr.
Oculari:	WF 10x/22mm
Obiettivo:	Zoom
Testata:	Binoculare
Illuminazione:	LED

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 8x/50x. Comando a scatto in corrispondenza degli ingrandimenti.
- Testata binoculare inclinata a 20°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm). T-mode per applicazioni foto/video, sulla seconda uscita viene applicato il monitor LCD.
- Sistema operativo windows CE 5.0.
- Dotato di display LCD 8.4" TFT touch screen.
- Mouse esterno in dotazione.
- 2.0 Megapixel CMOS camera – range visivo 80%
- Uscite USB 2.0 – AV – VGA – 100M Ethernet interface.
- Dispositivo W LAN o LAN
- SD card 2 GB
- Oculari EW 10/22mm con paraocchi e regolazione diottrica su entrambi gli oculari (± 5 mm).
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 78mm.
- Focus range 105mm.
- Zoom ratio 1/6.3.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Altezza della colonna 300mm.
- Peso: 6.5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).