

Agitatori magnetici serie: AG-LINE



AG3M



AG3MR



AG3MRC

Agitatore digitale ergonomico e leggero.
Velocità facilmente selezionabile tramite manopola.
Struttura in ABS con classe di protezione IP42. Piatto in plastica.
Strumento affidabile, silenzioso e di semplice utilizzo, velocità regolabile fino a 1500rpm(giri al minuto). Display LCD digitale a LED.

Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e leggero.
Velocità e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole.
Struttura in ABS con classe di protezione IP21/IP42. Piatto in acciaio inox.
Strumento affidabile, silenzioso e di semplice utilizzo, velocità regolabile fino a 1500rpm(giri al minuto). Temperatura selezionabile da 50C° a 280C°. Display LCD digitale a LED.

Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e leggero.
Velocità e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole.
Struttura in ABS con classe di protezione IP21/IP42. Piatto in acciaio inox con trattamento in ceramica.
Strumento affidabile, silenzioso e di semplice utilizzo, velocità regolabile fino a 1500rpm(giri al minuto). Temperatura selezionabile da 50C° a 280C°. Display LCD digitale a LED.



AG-3M



AG-3MR



AG-3MRC

Caratteristiche generali

Modello	AG-3M	AG-3MR	AG-3MRC
Volume max di agitazione	3(H ₂ O)		
Velocità	Da 100 a 1500 rpm		
Ancoretta magnetica (max)	50 (LxØ)		
Posizioni di agitazione / Potenza	1 / 5W		
Materiale piatto e dimensioni	Plastica 135 Ø (mm)	Inox 135 Ø (mm)	Inox con trattamento in ceramica 135 Ø (mm)
Range di temperatura	-	Da 50C° a 280C° Incremento di 1C°	
Sonda di temperatura	-	PT1000 (non in dotazione)	
Potenza di riscaldamento	-	500 W	
Alimentazione	100-120/200~240 VAC		
Frequenza	50/60 Hz		
Temperatura di lavoro	5 – 40 C°		
Peso	1.8 Kg		
Classe di protezione DIN EN60529	IP42	IP21	
Dimensioni	260x150x80 (mm)	260x150x80 (mm)	

Accessori:

- C2-0100** Supporto per sonda PT-1000.
- C2-0110** Sonda PT-1000. (per AG-3MR)
- C1-0005** Ancoretta magnetica (10x6mm) Qty. 5.
- C1-0010** Ancoretta magnetica (15x8mm) Qty. 5.
- C1-0015** Ancoretta magnetica (30x6mm) Qty. 5.
- C1-0020** Ancoretta magnetica (40x8mm) Qty. 5.
- C1-0025** Ancoretta magnetica (50x8mm) Qty. 5.
- C1-0030** Protezione in silicone