

Bilancia didattica: **DIDATTICA2**

Bilancia didattica, cassa legno chiaro, piatti tondi ottone lucido, piano marmo di Carrara, parti metalliche brunate, completa di serie pesi 31 pezzi (1 da 1 kg, 10 da 100 g, 10 da 10 g, 10 da 1 g). Bollata ufficio metrico. Possibilità di acquisto serie pesi 31 pezzi aggiuntiva.



Modello	Portata	Sensibilità	Dimensione dei piatti
DIDATTICA2	2 Kg	2 g (a pieno carico)	Ø190

Caratteristiche tecniche:

- Piano in marmo.
- Piatti in ottone lucido.
- Cassetta in legno lucido.
- Lettura su oscillazione.
- Completa di serie di 31 pesi. (1 da 1 kg, 10 da 100 g, 10 da 10 g, 10 da 1 g).

Bilancia a due piatti