

# Agitatore vortex mixer: **AGM**



L'agitatore Vortex mixer è lo strumento ideale per la miscelazione di sostanze in provetta mediante movimento orbitale in modalità "touch" o continua. Sono spesso utilizzati nel campo di analisi fisiche e chimiche.



## AGM

### Caratteristiche generali:

- Modalità "touch" o continua.
- Velocità regolabile da 0 a 2500rpm.
- Piedini in silicone per un'ottima stabilità.
- Basamento in acciaio e struttura in ABS.
- Interruttore ON/OFF.

### Caratteristiche tecniche:

Power [W]:	60
Voltage [VAC]:	100-120/200-230
Frequency [Hz]:	50/60
Movimento:	Orbitale
Diametro coppetta [mm]:	ø 4
Velocità:	da 0 a 2500 rpm
Regolazione velocità:	Tramite reostato
Funzionamento:	"touch" o continuo
Dimensioni [mm]:	127x130x160mm
Peso [Kg]:	3.5
Temperatura di utilizzo [°C]:	5-40
Umidità max di utilizzo:	80%
Classe di protezione DIN EN60529	IP21