



Agitatori Rotativi

MXRDE

L'agitatore rotativo a capovolgimento con piatto rotante è predisposto per l'uso con inclinazione fissa a 90°, adatto per mantenere omogenei i campioni di sangue e le sospensioni cellulari.

Disco porta provette in alluminio con frizione regolabile che consente la fermata manuale.

Predisposto per il montaggio di molle porta provette in ABS, la loro speciale forma permette l'inserimento di provette da 1,5ml a 50ml. Manopola per regolazione della velocità.



MXRDPRO

L'agitatore rotativo a capovolgimento con piatto rotante ad inclinazione regolabile da 0 a 90°, adatto per mantenere omogenei i campioni di sangue e le sospensioni cellulari.

Disco porta provette in alluminio con frizione regolabile che consente la fermata manuale.

In dotazione un disco a scelta tra 1,5/15/50mL con possibilità di montare fino a 3 dischi in contemporanea. Manopola multifunzione per il controllo velocità e tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	MXRDE	MXRDPRO
Angolazione regolabile	NO	0-90°
Regolazione velocità	Scala (manopola)	Manopola
Velocità	0~80rpm	10~70rpm
Regolazioni	/	Velocità / tempo
Display	/	LCD
Timer	/	1-1199min
Modalità di utilizzo	/	Continuo / timer
Tipo di motore	DC Motor	DC Motor
Potenza	20W	40W
Alimentazione	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Classe di protezione	IP21	IP21
Dimensioni	300x220x310(h)mm	280x210x300(h)mm

ACCESSORI

Codice 18900327

12 molle in plastica per microprovette x0,5/1,5/2mL (di ricambio per MXRDE)



Codice 18900328

12 molle in plastica x15/10/7mL (di ricambio per MXRDE)



Codice 18900329

12 molle in plastica x50mL (di ricambio per MXRDE)




Codice 18900160

Disco da 1,5ml x 60 provette con clip in acciaio (di ricambio per MXRDPRO)



Codice 18900161

Disco da 15ml x 16 provette con clip in acciaio (di ricambio per MXRDPRO)



Codice 18900162

Disco da 50ml x 8 provette con clip in acciaio (di ricambio per MXRDPRO)



Codice 18900140

N° 4 supporti distanziatori per disco

