



# Centrifughe: **CN2012PLUS**

Microcentrifuga da banco estremamente compatta, dotata di motore ad induzione silenzioso, coperchio ad apertura automatica, velocità e accelerazione selezionabile con funzione short spin per centrifugazioni rapide.



**CARATTERISTICHE GENERALI**

- Ideale per bassi volumi
- Fornita con rotore in plastica ultra resistente
- Dotata di coperchio Bio-Safe
- Velocità massima 15000rpm
- Tasto PULSE per una centrifugazione veloce
- Bassa rumorosità  $\leq 54$ dB
- Diagnosi interna ad ogni ciclo di lavoro
- Motore ad induzione esente da manutenzione
- Display LCD ad alto contrasto e intuitivo

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Velocità massima</b>	500-15000rpm incremento 100rpm
<b>Max RCF</b>	15100xg
<b>Capacità rotore</b>	Fisso 12x0,2/0,5/1,5/2mL
<b>Tempo di centrifugazione</b>	30sec/99min o funzione HOLD in continuo
<b>Tipo di motore</b>	Brushless DC Motor
<b>Livello di rumore</b>	$\leq 54$ dB
<b>Sistemi di sicurezza</b>	Blocco sportello - eccesso velocità - autodiagnosi
<b>Display</b>	LCD
<b>Accelerazione/frenata</b>	11sec in accelerazione - 9sec in frenata
<b>Alimentazione</b>	100~240V, 50/60Hz, 3A 70W
<b>Dimensioni</b>	255x245x140(h)mm
<b>Peso</b>	6Kg
<b>Certificazioni</b>	EMC - CE - FCC - ICES - cTUVus - CB



Velocità massima	15000rpm
Max. RCF	15100xg
Rotore	12x1,5/2mL
Materiale	plastico ultrasensibile

## ACCESSORI

### Codice DA02P2

Adattatore per 0,2mL per centrifuga CN2012PLUS (24 pcs)



### Codice DA05P2

Adattatore per 0,5mL per centrifuga CN2012PLUS (24 pcs)

