



CONDUTTIMETRI



CODICE: PH5011A

pH-metro portatile in astuccio con compensazione automatica della temperatura. Range di misura 0-14pH.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Conduttimetro portatile "PEN TYPE"
- Display LCD
- Funzionamento a batteria
- Compatto e resistente (ABS)
- Struttura waterproof IP57
- Cella sostituibile
- Calibrazione manuale su 1 punto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di misura	0-1999uS
Accuratezza	±1%FS
Risoluzione	1uS/cm
Compensazione	Automatica (ATC)
Alimentazione	Batteria al litio cr2032 3V x 2
Dimensione	170x40x33,5mm
Peso	85g (batteria inclusa)

In dotazione: 1 soluzione di conducibilità - 1 batteria - 1 cacciavite.

CODICE: PH5011A

pH-metro portatile in astuccio con compensazione automatica della temperatura. Range di misura 0-14pH.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Conduttimetro portatile "PEN TYPE"
- Display LCD
- Multifunzione cond.-TDS-salinity-temp. con memoria, max/min e selezione unità °C/°F
- Funzionamento a batteria
- Compatto e resistente (ABS)
- Struttura waterproof IP57 e tastiera antispruzzo
- Cella sostituibile
- Calibrazione manuale su 3 punti
- Compensazione automatica della temperatura ATC



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Cond	TDS	Salinity	Temp
Range di misura	0~2000uS 2.00~20.00mS	0~1300ppm 1.30~13.00ppt	0~1000ppm 1.00~12.00ppt	0~90.0°C
Accuratezza	±2%FS (Cond.-TDS-Salt)			±0,2°C+1digit
Risoluzione	1uS/0.01mS	1ppm/0.01ppt	1ppm/0.01ppt	0,1°C
Compensazione	ATC 0 ~ 50°C			
Calibrazione	0uS, 1413uS, 12.88mS			
Alimentazione	DC 1.5V x 4 AAA			
Dimensione	195x40x36mm			
Peso	150g (batteria inclusa)			